


Scannen von Immunoblots mit dem

# Viracam<sup>®</sup> Streifenscanner

Aufnahme von ViraStripe<sup>®</sup> und ViraBlot<sup>®</sup> Teststreifen direkt aus der Inkubationswanne



Für 20er, 30er, 48er und 50er Inkubationswannen  
 Scannt bis zu 50 Streifen in zwei Minuten  
 Ist speziell für die Auswertung mit ViraScan<sup>®</sup> konzipiert  
 Speichert das Bildmaterial zur sicheren Archivierung



**Gerätespezifikationen:**

**Allgemein**  
 Schnittstelle: USB 2.0  
 Funktionskontrollen: Grüne und gelbe LEDs  
 Gerätesteuerung: PC über ViraScan<sup>®</sup> Software  
 Stromversorgung: 100V-240V, 47Hz-63Hz

**Abmessungen**  
 Breite: 71cm      Länge: 47cm,  
 Höhe: 25cm      Gewicht: 30 kg



**Bestellinformation**  
 ViraCam<sup>®</sup> Produkt No. V-UVNCAM